



# FlashInfo

## Pôle de Biologie Pathologie Génétique

### Biologie Spécialisée CHRU de Lille

//

### 26 avril 2013

#### MAI 2013

En raison des fériés du **mercredi 1<sup>er</sup> mai 2013, du mercredi 8 et du jeudi 9 mai 2013**, nous vous rappelons de ne pas prélever ni transmettre d'échantillons les **mardis 30 avril et 7 mai 2013**, pour les analyses suivantes :

- Culture virale
- G6PD
- Pyruvate kinase
- Immunophénotypage lymphocytaire

avril 2013

l	m	m	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

mai 2013

l	m	m	j	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

#### PRESCRIPTIONS :

-  **Amélioration du diagnostic de l'allergie à la guêpe :**

**Depuis le 8 mars 2013 puis le 27 mars 2013 : respectivement 2 nouveaux ImmunoCap Venins de guêpe Vespula i3 et Poliste i4 enrichis en antigène 5 sont utilisés :**

L'Allergologie Moléculaire fait progresser chaque jour les connaissances sur les allergènes et les profils de sensibilisation des patients. Elle a permis de découvrir que **l'antigène 5** est un **composant allergénique majeur des venins de guêpe** mais qu'il est présent en **faible quantité** dans les **extraits allergéniques de guêpes**. C'est pourquoi, afin de garantir **une détection très sensible** des IgE des venins de guêpe, y compris chez les patients monosensibilisés à ce composant majeur, les extraits allergéniques ImmunoCAP i3 (guêpe Vespula) et i4 (guêpe poliste) ont été enrichis en antigène 5 (respectivement Ves v 5 et Pol d 5)

**Attention :** Les résultats des dosages avec les nouveaux ImmunoCAP i3 ou i4 **peuvent être augmentés** chez les patients sensibilisés à Ves v 5 ou Pol d 5.

**Attention :** également pour les patients avec antécédents : la comparaison des taux en i3 ou i4 ne sera plus possible **si** le patient est sensibilisé à Ves v 5 ou Pol d 5.

- **Dosage des biomarqueurs Tau, p-Tau et Abeta1-42 dans le LCR (diagnostic de la maladie d'Alzheimer) :**

–  **Ne pas envoyer de prélèvements les 7 et 10 mai 2013.** Le traitement pré-analytique ne pourra être pris en charge avant le 13 mai.

– Nous vous rappelons que le LCR doit être impérativement réalisé sur un **tube Starsedt refce 62.610.201**, disponible sur demande. Les cut-offs pathologiques sont en effet adaptés à ces tubes, et les résultats des dosages sur tout autre tube sont ininterprétables. Le prélèvement doit être accompagné d'une fiche pré-analytique disponible sur le catalogue des analyses du CHRU de Lille : [http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/55\\_795suivipreanalytiq.pdf](http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/55_795suivipreanalytiq.pdf)

#### ACTUALITES MEDICALES (EN ANNEXE)

- **« Les études génétiques dans le contexte des Pancréatites héréditaires ou idiopathiques »**